

Blok EZ

Opis: EZ Block został opracowany do stosowania z technikami znakowania immunologicznego w celu redukcji niespecyficznego barwienia tła i jednoczesnego ograniczenia obchodzenia się z surowicami zwierzęcymi w laboratorium. Konieczność dopasowania gatunków do przeciwciała drugorzędowego jest wyeliminowana ze względu na brak normalnej surowicy w tym produkcie. Wykazano, że EZ Block jest skuteczny w technikach immunohistochemicznych, ELISA, blot i In-situ i nie wymaga mieszania ani rozcieńczania.

Zastosowania/ograniczenia: Do zabiegów immunochemicznych.
Nie należy przyjmować wewnętrznie.
Wyłącznie do diagnostyki in vitro.
Nie stosować, jeśli odczynnik ciemnieje i staje się mętny.
Nie używaj przeterminowanej daty ważności.
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z odczynnikami.
Niesterylne.

Dostępność:	<u>Przedmiot #</u>	<u>Głośność</u>
	Zobacz materiał EZB125	Pojemność 125 ml
	EZB500 POWIEDZIAŁ:	Pojemność 500 ml
	EZB999 powieźiał:	Pojemność 1000 ml
	EZB-10000	10 litrów

Składowanie: Przechowywać w temperaturze 2-8°C.

Środki ostrożności: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Przeźregaj wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.


Procedura immunohistochemiczna:


1. Ponownie nawodnić sekcję do wody i umieścić w buforze.
2. Wyjmij szkiełko z buforu i nałóż tyle EZ Block, aby całkowicie pokryć część tkanki i inkubować przez 5 minut.
3. Krótko spłukać i nałożyć przeciwciała pierwszorzędowe zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Kontynuuj barwienie jak zwykle.

Procedura ELISA:

1. Odpipetować odpowiednią ilość EZ Block do mikromiareczkowania i inkubować przez 2-10 minut przed dodaniem próbki.
2. Zassać EZ Block i postępować jak zwykle.

UWAGA: Optymalne warunki i okresy inkubacji różnią się znacznie w zależności od testu i powinny być określone przez użytkownika.


Przechowywanie: 2°
C  8° C


 Laboratoria ScyTek, Inc.
205 Południe 600 Zachód
Logan, UT 84321
Stany Zjednoczone Ameryki



EC REP

EmergoEurope (31)(0) 70 345-
8570
ul. Molsnstraat 15
2513 BH Haga, Holandia

Przechowywanie: 2°
C  8° C

 Laboratoria ScyTek, Inc.
205 Południe 600 Zachód
Logan, UT 84321
Stany Zjednoczone Ameryki



EmergoEurope (31)(0) 70 345-

8570
ul. Molsnstraat 15
2513 BH Haga, Holandia