

## Bufor cytrynianowy (10x) Roztwór HIER (pH 6,0)

**Opis:** Bufor cytrynianowy (10X) Roztwór HIER (pH 6,0) to unikalny bufor cytrynianowy zaprojektowany w celu znacznego wzmocnienia barwienia immunohistochemicznego wieloma dostępnymi na rynku przeciwciałami pierwszorzędowymi. Rozcieńczony w stosunku 1:10 wodą dejonizowaną lub destylowaną, produkt ten jest łatwy w użyciu i wysoce skuteczny.

**Zastosowania/ograniczenia:** Nie należy przyjmować wewnątrznie.  
Wyłącznie do diagnostyki in vitro.  
Nie używać, jeśli odczynnik stanie się mętny.  
Nie używaj przeterminowanej daty ważności.  
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z odczynnikami.  
Niesterylne


<b>Dostępność:</b>	<u>Przedmiot #</u> Zobacz materiał CBB500 Zobacz materiał CBB999 powiedział: CBB-20000 powiedział:	<u>Głośność</u> Pojemność 500 ml Pojemność 1000 ml 20 litrów
--------------------	---	---


**Składowanie:** Przechowywać w temperaturze 18-25°C.

**Środki ostrożności:** Unikać kontaktu ze skórą i oczami.  
Działa szkodliwie po połknięciu.  
Przestrzegaj wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.

### Procedura:

1. Nawilżaj szkiełka tkankowe.
2. W plastikowym słoiku Coplin dodaj 5 ml buforu cytrynianowego i 45 ml wody destylowanej/destylowanej.
3. Luźno przykręć słoik z kopinem i umieść w naczyniu do gotowania na parze na warzywa na 15 minut, aby podgrzać roztwór (przed zanurzeniem szkiełek).
4. Za pomocą szczypec wyjmij słoik z kopinem z naczynia do gotowania na parze. Ostrożnie zdejmij nasadkę i zanurz szkiełka. Zawień luźno i włóż słoik do naczynia do gotowania na parze.
5. Gotuj na parze przez 20 minut. Pozostaw słoik z roztworem i szkiełkami do ostygnięcia do temperatury pokojowej.
6. Usuń szkiełka i splucz kilka razy wodą destylowaną/destylowaną, a następnie zbuforowaną solą fizjologiczną.
7. Kontynuuj barwienie zgodnie z protokołem.

Przechowywanie: 18°  
C  23°  
C

 Laboratoria ScyTek, Inc.  
205 Południe 600 Zachód  
Logan, UT 84321  
435-755-9848  
Stany Zjednoczone Ameryki

  
Emergo Europa  
ul. Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, Holandia